


## FAQ

### Endea Endo Cursor

**我应该在发送要维修的设备前电话联系维修站吗？**

如果您不确定故障的原因，最好致电维修站并和技术人员沟通。与技术人员一起，能够确定需要发送的设备/部件，而且，有时候甚至能够立即解决问题。

**W&H手机能够用热消毒机和灭菌器处理吗？**

能够，只要W&H器械贴有相应的热消毒和灭菌符号且热消毒机具有干燥周期。（添加符号） 

**W&H手机能够用灭菌器处理吗？**

能够，只要您的W&H手机标有相应的灭菌符号。 