

## FAQ

### 弯手机 (Winkelstücke)

**我应该在发送要维修的设备前电话联系维修站吗？**

如果您不确定故障的原因，最好致电维修站并和技术人员沟通。与技术人员一起，能够确定需要发送的设备/部件，而且，有时候甚至能够立即解决问题。

**W&H手机能够用灭菌器处理吗？**

能够，只要您的W&H手机标有相应的灭菌符号。 

**LED器械能与发生器仪器灭菌吗？**

能够。带LED和发生器的W&H手机均能灭菌处理和热消毒处理。  

**W&H外科器械使用的是什么材料？**

器械内外使用的是优质不锈钢（包括弯机头）。

**怎么拆卸手机？**

请参考用户手册或视频，了解详细说明。（链接50559、骨刀50558、照明50657）

**为什么安放种植体时，“LED G”手机的照明不工作？**

手机内的发生器需要300转/分以上的转速来产生点亮LED的充足电量。

**外科手机的黑色注水管夹可灭菌处理吗？**

可以。为了延长管夹的使用寿命，W&H推荐从手机上取下管夹后单独灭菌（手机和管夹放在同一灭菌袋内，但相互分离）。

**WI-75和WS-75的区别是什么？**

都能保证最高性能。WS-75是可拆卸的，因此能够更加彻底地清洁。