

FAQ

手机 (Handstücke)

我应该在发送要维修的设备前电话联系维修站吗？

如果您不确定故障的原因，最好致电维修站并和技术人员沟通。与技术人员一起，能够确定需要发送的设备/部件，而且，有时候甚至能够立即解决问题。


W&H手机能够用灭菌器处理吗？

能够，只要您的W&H手机标有相应的灭菌符号。 

S-11用车针的最短轴柄为多少？

车针轴柄的最短长度为44mm (ISO轴柄104)

LED器械能与发生器仪器灭菌吗？

能够。带LED和发生器的W&H手机均能灭菌处理和热消毒处理。  

W&H外科器械使用的是什么材料？

器械内外使用的是优质不锈钢（包括弯机头）。

S-12用车针的最短轴柄长度是多少？

车针轴柄的最短长度为53mm。

怎么拆卸手机？

请参考用户手册或视频，了解详细说明。（链接50559、骨刀50558、照明50657）

