

FAQ

润滑油F1 (Service Oil F1)

为什么W&H润滑油优于其他品牌的？

经过大量研究和试验成功研制出的配方能够覆盖牙科器械的极端要求。由高纯度全合成专用润滑油辅以专门开发的添加剂构成。

W&H润滑油F1能够灭菌处理？

验证了可灭菌性。W&H润滑油不会影响器械的灭菌效果。

而W&H润滑油F1不会发生问题？

~+160oC范围内具有长期稳定性。

W&H F1喷雾罐内用的是哪种气溶胶及其具有的特性？

丙烷和丁烷的混合物（所有喷雾管内的标准气溶胶）。它不含氟氯化碳，属于环保产品。

我应怎么处理用完的喷雾罐？

符合气溶胶罐相关国家法律法规的要求。请查阅安全数据手册了解更多关于喷雾罐处置的信息。

能够使用任何润滑油对W&H器械进行注油润滑吗？

W&H推荐使用专为提升W&H器械性能而研制的W&H润滑油对W&H器械进行注油润滑。