

FAQ

电动马达 (EM-E6)

我应该在发送要维修的设备前电话联系维修站吗？

如果您不确定故障的原因，最好致电维修站并和技术人员沟通。与技术人员一起，能够确定需要发送的设备/部件，而且，有时候甚至能够立即解决问题。

我有一台不带光纤的微型马达。我需要更换微型马达和弯手机来获得照明吗？

不需要。您可购买Allegro LED G弯手机，该型号内置发生器和LED。除此之外，不需另花一分钱。

电动马达需要注油吗？

不需要，马达轴承免维护。任何形式的注油都会降低轴承的使用寿命。